



КАТАЛОГ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ



Тюмень

№	Наименование	Стр.
1	<u>Ванна для мытья пациента (на передвижной основе, регулируемая по высоте)</u>	4
2	<u>Велотренажер для рук и ног</u>	6
3	<u>Велотренажер для рук и ног с электродвигателем</u>	10
4	<u>Верёвочная лестница</u>	13
5	<u>Держатель от пролежней для ног</u>	15
6	<u>Костыли подмышечные</u>	16
7	<u>Костыли с опорой под локоть</u>	18
8	<u>Кресло-каталка с туалетным устройством</u>	20
9	<u>Кресло-коляска комнатная с электроприводом</u>	25
10	<u>Кресло-коляска прогулочная /комнатная с регулируемыми параметрами</u>	29
11	<u>Кресло-коляска прогулочная /комнатная с регулируемыми параметрами (свыше 120 кг)</u>	33
12	<u>Кресло-туалет</u>	34
13	<u>Кровать многофункциональная</u>	36
14	<u>Матрас противопролежневый</u>	41
15	<u>Мобильные поручни для ванны для самоподнимания</u>	42
16	<u>Мобильные поручни для туалета</u>	43
17	<u>Мобильные поручни прикроватные для самоподнимания</u>	44
18	<u>Носилки мягкие для больных</u>	46
19	<u>Ограждение на кровать</u>	47
20	<u>Опора под спину</u>	48
21	<u>Петля для подъема ноги</u>	50
22	<u>Поддерживающий пояс (вспомогательный) для перемещения</u>	51

№	Наименование	Стр.
23	<u>Подъемник электрический для перемещения маломобильных граждан</u>	53
24	<u>Приспособление для захвата предметов</u>	54
25	<u>Противопролежневая система для локтя, пятки, подушка для коляски</u>	56
26	<u>Сиденье для ванн стационарное</u>	60
27	<u>Стойка для подтягивания</u>	61
28	<u>Стол прикроватный на колесиках с выкатной или подъемной столешницей</u>	62
29	<u>Столик надкроватный</u>	64
30	<u>Ступенька (лесенка) с поручнем для ванной</u>	65
31	<u>Табурет поворотный для душевой/ванной комнаты</u>	66
32	<u>Тренажер ротационный</u>	67
33	<u>Трость на 3 опорах</u>	68
34	<u>Трость опорная классическая с анатомической ручкой</u>	70
35	<u>Ходунки на колесах (ролаторы)</u>	71
36	<u>Ходунки с сиденьем</u>	73
37	<u>Кресло-коляска ступенькоход</u>	74
38	<u>Гусеничный подъемник с универсальной платформой</u>	80
39	<u>Кресло-коляска (вездеход)</u>	82
40	<u>Коляска механическая (взрослая) с антипрокидывающим устройством</u>	84
41	<u>Опоры ходунки</u>	85
42	<u>Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.)</u>	87

1 Ванна для мытья пациента (на передвижной основе, регулируемая по высоте)

Тележка внутрикорпусная ТВ-ММ мод. 1290 многоуровневая для мытья может использоваться как для транспортировки, так и для санитарной обработки лежащих больных. Оснащена съемной ванной-носилками, обшитой водонепроницаемым поливинилхлоридом.

Для удобства перемещения больного борта сделаны откидывающимися. По высоте панель регулируется в диапазоне от 45 до 81 см. Изменение положения осуществляется с помощью пневмоцилиндров, поэтому управлять высотой устройства может один человек, не обладающий большой физической силой.

Тележка позволяет изменять угол наклона как отдельных ее частей, так и лежака полностью. Колесные опоры самоориентирующиеся, обшитые серой литой резиной. Диаметр колеса – 20 см. Перемещается бесшумно.

Стандартные размеры:

высота – 45–101 см.;

длина – 196 см.;

ширина – 60см.

вес(кг): 63 кг

Максимальная грузоподъемность 200 кг.





2 Велотренажер для рук и ног механический

Педальный велотренажёр для рук и ног. Уникальная конструкция разработана специально для реабилитации и в дальнейшем адаптирована для людей с различной физической подготовкой. Рекомендуются для занятий пожилым людям и в качестве реабилитационного оборудования.

Занятия на тренажёре помогают улучшить кровообращение и координацию движения, сжигается жир, мышцы приводятся в тонус. Стойка велотренажёра с регулировкой позволяет установить оптимальную высоту верхних педалей для удобства занятий людям разной комплекции.

Педали для ног оборудованы резиновыми ремешками. Занятия на тренажёре выполняются, сидя на стуле, кресле и любимом диване. Необходимую нагрузку (сопротивление) педалей можно отрегулировать отдельно для рук и для ног с помощью удобной пластиковой ручки.

Общие характеристики:

Тип - портативный велотренажер;

Функциональность - тренировка рук, автономная работа;

Максимальный вес пользователя - 130 кг;

Система нагрузки - инерционная;

Особенности конструкции - ремешки на педалях;

Размеры (ДхШхВ) - 40х55х95 см;

Вес — 3 кг.





МЯГКИЕ РУЧКИ



**КОРПУС ИЗ СТАЛИ
И ПЛАСТИКА**



**РЕЗИНОВЫЕ НАСАДКИ
ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ**



3 Велотренажер для рук и ног с электродвигателем

С электроприводом и дистанционным управлением с помощью пульта подходит для разработки нижних и верхних конечностей, а также для реабилитации больных с опорно-двигательным аппаратом. Широкие педали с регулируемыми ремешками крутятся за счёт электродвигателя и заставляют руки и ноги двигаться с разной нагрузкой. Встроенный реверс позволяет крутить педали в обоих направлениях. Тренажёр можно использовать в любом положении: стоя, сидя или лежа.

Показания консоли:


счёт;
время;
расстояние;
скорость;
калории.

Общие характеристики:

тип - портативный велотренажер;
функциональность - тренировка рук;
максимальный вес пользователя - 120 кг;
система нагрузки - электромагнитная;
количество уровней нагрузки — 12.
особенности конструкции - ремешки на педалях;
размеры (ДхШхВ) - 30х48х28 см;
вес — 5 кг







4 Верёвочная лестница

Веревочная лестница с перекладинами для лежачих больных помогает пожилым, ослабленным или больным людям самостоятельно садиться или ложиться, находясь в постели. Изделие также может использоваться для реабилитации после заболевания. Лестница подходит для использования: в домашних условиях, центрах реабилитации.

Изделие легко и быстро закрепляется за любой элемент кровати. Подопечный, перебирая руками перекладины лестницы, подтягивает (или опускает) своё туловище, благодаря чему может самостоятельно садиться (или ложиться), находясь в кровати.

Общие характеристики:

тип - мягкая лестница;

материал — пластик;

вес 0.28 кг.

Дополнительная информация:


длина лесенки - 330 см;

длина перекладины - 20 см;

количество перекладин - 4;

расстояние между перекладинами - 16 см.





5 Держатель от пролежней для ног

Противопротлежневый держатель стопы можно использовать как в домашних условиях, так и в стационарах медицинских учреждений. Он препятствует образованию пролежней в проблемных зонах с избыточным давлением на мягкие ткани.

При использовании противопротлежневого держателя стопы нога пациента приподнята над кроватью и не имеет точек соприкосновения с поверхностью.

Рекомендуется снимать противопротлежневый держатель не реже, чем раз в 2 часа, и проверять состояние ноги пациента, циркуляцию крови. Перед использованием изделия, необходимо обернуть лодыжку мягкой тканью, возможно полотенцем. Держатель стопы рекомендуется устанавливать ниже колена, что снизит риск повышения кровяного давления в ноге.

Изделия позволяют снизить давление на нижние конечности, нормализуют кровообращение в ногах.

Держатель изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала и заполнен экологически чистым наполнителем.

В случае загрязнения хлопковый чехол можно снять и выстирать при температуре до 40 градусов.

Состав: - чехол: хлопок 95%, лайкра 5% - наполнитель: поролон

Диаметр - 22см

Ширина - 10см

Использовать можно только исправное изделие, без разрывов и загрязнений.



6 Костыли подмышечные

Костыли с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей.

Конструкция предусматривает платформу для опоры подмышкой, ручку, сдвоенную стойку, переходящую снизу в стойку с резиновым наконечником. Костыль имеет зажимы, винты с помощью которых регулируют расстояние от подмышечной опоры до ручки захвата.

Регулировка высоты костыля осуществляется с помощью специальных кнопочных фиксаторов. Конструкция изделия обеспечивает устойчивость и комфорт. Опорная стойка выполнена из металла с защитным покрытием. Костыль снабжен встроенным устройством против скольжения, обеспечивающим дополнительную безопасность при ходьбе. Следует помнить о том, что, неправильно опираясь на платформу, больной может повредить нервные и мышечные структуры руки.

Общие характеристики:

тип — костыли;
особенности конструкции - регулировка по высоте;
количество костылей 2;
тип костылей — подмышечные;
максимальная нагрузка от 110 кг;
основной материал — сталь;
материал рукоятки — пластик.





7 Костыли с опорой под локоть

Положение локтевой опоры и длина стойки костыля может настраиваться под индивидуальные параметры пользователя. Используется, когда начальный этап восстановления после травм нижних конечностей уже пройдет, и допускаются минимальные нагрузки на поврежденную часть тела.

Общие характеристики:

тип — костыли;

особенности конструкции - регулировка по высоте, резиновые упорные насадки;

тип костылей - под локоть;

вид костыля — универсальный;

максимальная нагрузка 110 кг; Высота 97 см - 118 см;

основной материал — алюминий;

материал рукоятки — пластик.





8 Кресло-каталка с туалетным устройством

Складная конструкция

Стальная рама с хромовым покрытием

Съемное сиденье с санитарной емкостью

Литые задние и передние колеса

Стояночные тормоза

Кресло-коляска предназначена для людей с инвалидностью, для пожилых людей, больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата и проходящих реабилитацию. Кресло-коляска оборудована ручным приводом и используется для передвижения внутри помещений и по твердым ровным поверхностям на улице.

Рама выполнена из хромированной стали. Модель оснащена литыми задними и передними колесами. Сиденье съемное, оснащено быстросъемной санитарной емкостью.

Технические данные:

Ширина сидения: 430 мм

Ширина в рабочем состоянии: 630 мм

Высота в рабочем положении: 870 мм

Длина в рабочем положении: 1020 мм

Высота сидения: 530 мм

Глубина сидения: 430 мм

Высота подлокотников (от пола): 760 мм

Высота спинки (от сиденья): 340 мм

Диаметр заднего колеса: 590 мм

Диаметр переднего колеса: 190 мм

Толщина переднего колеса: 25 мм

Грузоподъемность: 100 кг

Материал рамы: сталь

Покрытие рамы: хромовое

Материал сиденья, спинки: кож.зам

Подлокотники фиксированные

Материал накладок подлокотников: кож.зам

Задние колеса: литые

Передние колеса: литые

Подножки фиксированные

Вес 19,4 кг

Характеристики:

Складывание и раскладывание

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Для того чтобы разложить кресло-коляску необходимо раздвинуть

подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания.

Санитарное устройство установить, положить сидение, накрыть санитарное устройство крышкой.

Для складывания необходимо снять сиденье, санитарное устройство, потянуть вверх за середину рамы сиденья.

Тормоза

Кресло-коляска снабжено справа и слева рычагами стояночного тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.


Колеса

У модели передние и задние шины резиновые цельнолитые.









9 Кресло-коляска комнатная с электроприводом

Кресло-коляска для инвалидов Армед ФС111А

Позволяет передвигаться без дополнительных усилий и без сопровождающего, используя пульт дистанционного управления.

Характеристики

Индикатор уровня заряда батареи на пульте управления

Съемные подножки

Откидные подножки

Регулировка подножек по высоте

Антипрокидывающее устройство

Тип тормоза - Стояночный

Количество аккумуляторов - 1 шт

Оснащение

Поясной ремень безопасности; карман для вещей;

Антипрокидыватель, Мягкая накладка на сиденье, Мягкая накладка на спинку

Функции

Звуковой сигнал; Регулировка скорости; Отображение заряда АКБ,

Запуск, Направление движения

Материал рамы - Сталь

Тип рамы - Складная

Тип подлокотников - Откидные

Передние шины - Цельнолитые

Тип - Электрическая

Материал спинки и сиденья - Нейлон

Задние колеса - Небыстроразъемные

Тип подножек - Съемные, Откидные, Регулируемые по высоте

Мягкие опоры под голень

Транспортные характеристики

Вес нетто (ед) - 48 кг

Вес брутто (ед) - 50 кг

Габариты упаковки (ед) - 76*41.5*82 см

Страна производства - Россия

Технические характеристики

Размер ($\pm 5\%$) - 1150*620*940 мм

Грузоподъемность - 130 кг

Размер в сложенном состоянии ($\pm 5\%$) - 700*370*770 мм

Ширина сиденья ($\pm 5\%$) - 400 мм

Ширина между поручнями ($\pm 5\%$) - 430 мм

Глубина сиденья ($\pm 5\%$) - 430 мм

Диаметр колес ($\pm 5\%$) - 200/330 мм

Высота сиденья ($\pm 5\%$) - 500 мм

Скорость ($\pm 5\%$) - 0-6 км/ч

Дальность хода на одной подзарядке ($\pm 5\%$) - 20 км

Емкость аккумулятора ($\pm 5\%$) - 2*20 А.ч







10 Кресло-коляска прогулочная /комнатная с регулируемыми параметрами

Передние колёса -175 мм.;
задние колёса - 610 мм (24");
подножки - раздельные, съёмные;
подушка - 50 мм.;
ролики-антипрокидыватели – 2 штуки;
регулировка подлокотников по высоте;
ремень безопасности;
регулировка центра тяжести и длины рамы;
облегченная алюминиевая рама;
множество настроек; колеса все литые;
регулировка спинки ремнями натяжения;
доступные варианты ширины сиденья: 480 мм.;
регулировка глубины сиденья: 400- 430 мм;
грузоподъемность - 120 кг.;
эксплуатация: складная;
привод ручной / при помощи сопровождающего;
подножки-съёмные, отворотные внутрь или наружу;
на задние колёса установлены ручные тормозы;
быстросъёмные задние колеса;
дополнительное оснащение: держатель костыля;
катафоты;
антипрокидыватели;
ремень безопасности.









11 Кресло-коляска прогулочная /комнатная с регулируемыми параметрами (свыше 120 кг)

Кресло коляска складная с ручным приводом предназначена для передвижения больных и людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на улице.

Показана для восстановления способности к передвижению, самообслуживанию.

Характеристики:

передние колёса - 175 мм.;
задние колёса - 610 мм (24");
подножки раздельные, съёмные; подушка - 50 мм.;
ролики-антипрокидыватели – 2 штуки;
регулировка подлокотников по высоте;
ремень безопасности;
регулировка центра тяжести и длины рамы;
облегченная алюминиевая рама;
множество настроек;
колеса все литые;
регулировка спинки ремнями натяжения;
ширина сиденья доступна: 540 мм.;
регулировка глубины сиденья: 400 - 430 мм;
грузоподъемность 130 кг.;
эксплуатация: складная;
привод ручной / при помощи сопровождающего;
подножки съёмные, отворотные внутрь или наружу;
на задние колёса установлены ручные тормозы;
быстросъемные задние колеса.
дополнительное оснащение: держатель костыля;
катафоты;
антипрокидыватели;
ремень безопасности.



12 Кресло-туалет

Кресло инвалидное Армед ФС810 с санитарным оснащением

Кресло инвалидное, оборудованная съемной санитарной емкостью, откидным стульчаком и удобными подлокотниками. Высота ножек легко регулируется. Ширина сиденья подходит для людей средней комплекции.

Общие характеристики:

Тип — кресло-туалет;

Особенности - съемное санитарное оснащение, откидываемая крышка, регулировка высоты сиденья, противоскользящие подлокотники, противоскользящие наконечники ножек.

Ширина кресла - 600 мм.

Глубина кресла - 510 мм

Высота кресла - 650-750 мм

Ширина сиденья - 380 мм

Высота сиденья - 430-500 мм

Расстояние между поручнями - 450 мм

Максимальная нагрузка - 110 кг.

Вес - 6 кг.

Особенности

Регулировка по высоте. Подлокотники и спинка. Возможность размещения над унитазом.





13 Кровать многофункциональная

Кровать функциональная механическая трехсекционная

Ложе – 3-х секционное, снабжено винтовым механическим приводом регулировки угла наклона спинной секции и угла наклона ножной секции. Съемные спинки головы и ног, а также угловые бамперы выполнены из ABS-пластика.

Выдвижные регуляторы положения ложа расположены в ножной части кровати, что позволяет персоналу легко регулировать положение ложа. Дополнительная механическая фиксация икроножной секции с помощью двух механизмов типа Rastomat.

Боковые ограждения (2 шт.) выполнены из алюминия и легко опускаются, обеспечивая быстрый доступ к пациенту.

Основание кровати выполнено из стали, покрыто ударопрочной эпоксидной эмалью.

Несущие колеса кровати установлены в основаниях из высокопрочной стали, что обеспечивает их долговечность, изготовлены из немаркой резины. Колеса также оснащены индивидуальными тормозами-фиксаторами.

Размер ложа (мм) 1890*900

Регулировка секций: винтовой механизм

Регулировка высоты: не регулируется

Диапазон регулировки высоты (мм): не регулируется

Тренделенбург: нет

Ложе: металлический лист

Высота от пола до ложа (мм): 505

Каркас: стальной профиль

Угол наклона головной секции: 0-75°

Угол наклона ножной секции: 0-45°

Колеса: ø125

Наличие тормозной системы: да, все колёса

Номинальная нагрузка (кг): 200

Длина, мм: 2080

Ширина, мм: 990

Высота, мм: 955

Продажи кратно: 1шт.

Тип конструкции: Разборная

Упаковка: Гофрокартон

Вес изделия, кг: 93

Габариты упаковки, мм: 980*120*570, 2100*170*960



Кровать многофункциональная с электроприводом

Кровать электрическая Med-Mos DB-6 (ABS) с аккумулятором

Назначение изделия

Кровать электрическая DB-6 с аккумулятором предназначена для комфортного ухода за пациентами в медицинских учреждениях, реанимационных отделениях и домашних условиях. Оснащена аккумуляторной батареей, что обеспечивает бесперебойную работу при отсутствии электропитания. Регулируемые секции ложа помогают создавать оптимальные условия для ухода и физиотерапевтических процедур.

Особенности конструкции

Рама: изготовлена из прочного стального профиля с эпоксидным покрытием, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям.

Изголовье и изножье: съемные, выполнены из пластика, ЛДСП или массива натуральной древесины, возможна мягкая обивка.

Колеса: самоориентирующиеся, оснащены индивидуальными тормозами, обеспечивают удобное перемещение.

Боковые ограждения: фиксируются автоматически в верхнем положении, обеспечивают безопасность пациента.

Аккумулятор: встроенный источник питания для автономной работы в случае отключения электроэнергии.

Функциональные возможности

Электрическое управление:

Секция спины.

Секция бедер.

Икроножная секция.

Высота ложа.

Автономная работа: аккумулятор обеспечивает до 2 часов активного использования.

Гибридный привод: ручное управление функциями при необходимости.

Пульт управления: интуитивно понятный, с пиктограммами.

Технические характеристики

Размер ложа: 2010 × 890 мм.

Высота ложа: регулируется от 100 до 125 мм.

Максимальная нагрузка: до 250 кг (распределенная).

Источник питания: 220 В, 50 Гц.

Аккумулятор: емкость рассчитана на 2 часа автономной работы.

Потребляемая мощность: ≤260 ВА.

Степень защиты оболочки: IPX4.

Комплектация

Кровать – 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Аккумуляторная батарея – 1 шт.

Ручка гибридного привода – 1 шт.

Изголовье и изножье – 1 пара.

Опции:

Боковые ограждения.

Матрас.

Дуга для подтягивания.

Трансфузионная стойка.

Накроватный и прикроватный столики.

Противопролежневый матрас и другие аксессуары.

Порядок эксплуатации

Сборка:

Поставляется в разобранном виде, сборка рекомендуется квалифицированными специалистами.

Подключение:

Подключите кабель питания к сети и активируйте аккумулятор.

Проверьте работу пульта управления и корректность соединений.

Регулировка:

Используйте пульт управления для выбора оптимального положения лежа.





14 Матрас противопротлежневый

Ячеистый матрас осуществляет поддержку тела человека и препятствует образованию пролежней. Давление в ячейках можно регулировать с помощью механического переключателя на компрессоре.

Характеристики:

Форма пневматических камер — Ячейки;

Режим работы компрессора — Непрерывный;

Напряжение питания компрессора ($\pm 10\%$) 220 В

Максимальная нагрузка от 120 кг.

Использовать при температуре не ниже -10 градусов



15 Мобильные поручни для ванны для самоподнимания

Общие характеристики:

Тип — поручень;

Назначение для ванны;

Особенности - регулировка ширины;

Материал — пластик;

Максимальная нагрузка - 100 кг;

Ширина 17 см Высота 31 см Вес 1.8 кг.

Дополнительная информация:

изделие крепится на бортик ванны при помощи двух платин с рельефной резиной; регулировка ширины крепления: 9- 16,5 см



16 Мобильные поручни для туалета

Специальный поручень облегчает пользование унитазом престарелым людям и инвалидам. Поручень выполнен из прочного алюминиевого сплава, имеет крепление непосредственно к унитазу.

Существенно облегчают человеку присаживание и вставание с унитаза. Регулируются как по ширине, так и по высоте. Крепятся за отверстия, на которые прикручивается стульчак и крышка от унитаза.

Характеристики товара:


Регулировка высоты - 61-79 см

Материал — алюминий;

Расстояние между поручнями - 46- 54 см

Максимальная нагрузка — 100 кг;

Вес брутто — 1.4 кг.



17 Мобильные поручни прикроватные для самоподнимания

Поручень прикроватный предназначен для людей с инвалидностью, пожилых или людей, проходящих реабилитацию после травм и болезней. Обеспечивает дополнительную поддержку для людей, испытывающих трудности при вставании с кровати. Конструкция регулируется по высоте. Поручень выполнен из стали, оборудован ремнем для пристегивания к кровати. Ножки оснащены резиновыми наконечниками против скольжения.

Общие характеристики

Вес ($\pm 5\%$) - 2,62 кг"

Ши-ри-на общ. ($\pm 5\%$) - 370 мм

Длина ремня общ. ($\pm 5\%$) - 3,60 м

Высота поручня ($\pm 5\%$) - 930-1105 мм

Высота кровати ($\pm 5\%$) - 440-510 мм





18 Носилки мягкие для больных

Носилки плащевые предназначены для транспортировки пострадавшего. Имеется 6 ручек и ремень для фиксации.

Идеально подходят для помещений и проходов с ограниченными размерами, труднодоступных мест.

Использовать такие носилки предельно просто. Достаточно развернуть полотно, разместить пострадавшего и поднять изделие за специальные ручки со всех сторон.

Материал: полиамид

Размер: 190 x 80 см

Масса: 800 г

Грузоподъемность: 120 кг



19 Ограждение на кровать

Ограждение на кровать является дополнительной опорой (поддержание равновесия) для человека при изменении его положения в кровати, при вставании с кровати и т.д. Ограждение располагается под матрасом.

Конструкция разборная. Фиксаторы — кнопочные замки. Рукоятка из резины (покрытие), что предупреждает соскальзывание руки.

Каркас из хромированной стали

Рукоятка с покрытием из резины


Характеристики изделия:

Длина: 90 см;

Ширина: 46 см;

Высота: 40 см; не регулируется.

Вес: 3 кг.



20 Опора под спину

Опора под спину предназначена для ухода за инвалидами и лежащими больными.

Она устанавливается на кровать, обеспечивая поддержку тела пациента. Изделие имеет возможность изменять угол наклона, что позволяет найти наиболее удобное положение для пациента.

Рама выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и прочность изделия. Обивка – сетчатый вентилируемый материал, который создает необходимую упругость и обладает умеренной жёсткостью.

Мягкий подголовник обеспечивает комфорт шейно-воротниковой зоне позвоночника.

Технические характеристики:

Материал рамы - сталь с полимерно-порошковым покрытием

Длина изголовья - 68 см

Ширина изделия - 58 см

Угол наклона - 0-75° Вес - 3 кг

Макс. нагрузка на край - 100 кг

Характеристики

Максимальная нагрузка, 130кг





21 Петля для подъема ноги

Регулируемая педаль из стропы. Регулировка длины педали осуществляется через двухщелевую дюралевую пряжку. Большое стремя, позволяет работать как одной ногой, так и сразу двумя. Нижняя часть стремени усилена дополнительным слоем стропы, чтобы повысить износоустойчивость и придать форму.

Приспособление облегчает ежедневную активность и самостоятельный уход за собой.



22 Поддерживающий пояс (вспомогательный) для перемещения

На обхват талии 80-120 см (размер одежды 50-64). Широкий прочный пояс размером 30х100 см на мягкой флисово-синтепоновой прокладке значительно облегчает процесс подъема пациента, что особенно трудоемко в случаях, когда пожилой человек падает и не может самостоятельно подняться.

Устройство выполнено в виде широкой прямоугольной манжеты с двумя рядами петель по бокам. С его помощью можно поднять человека из лежачего в сидячее положение, помочь встать, пересесть. Также используется для поднятия отдельных частей тела (например, ног) самим пациентом, опекуном. Прочные стропы надежно удерживают больного даже в случае избыточного веса, а мягкая манжета делает процесс подъема максимально комфортным для пациента.

Уход за изделием: ручная, машинная стирка при температуре до 40 градусов.

Характеристики

Размер L-XL:

ширина 30 см;

длина 100 см;


обхват талии 80-120 см;

материал:

внешний слой – дублированный 100% хлопок;

внутренний слой - плотный флис;

подкладка — синтепон





23 Подъемник электрический для перемещения маломобильных граждан

Назначением подъемника электрического является перемещение и поднятие лежащих больных.

Подъемник проходит в стандартные проемы ванных комнат, что позволит использовать его в помещениях различного типа. Также данное оборудование оснащено проводным пультом, который позволяет легко управлять работой устройства.

Устройство имеет низкую раму высотой 120 мм, поэтому устройство легко может подъезжать даже к низким кроватям или любой другой мебели. Ширину опорных лам вы можете регулировать при помощи специальной педали.

Устройство работает от электрического мотора, имеет встроенную защиту от перегрузки. Колеса устройства имеют индивидуальные фиксаторы. Устройство простое в сборке и эксплуатации, быстро подготавливается к работе.

Выполнен подъемник из качественных современных материалов, не подверженных коррозии и порче от влияния влаги или механических повреждений.

Максимальная нагрузка, 125 кг

Характеристики:

Подъемник электрический

Вес 43 кг

Нагрузка до 125 кг

Длина 100 см

Ширина 59-83 см

Высота подъема 74-177 см

Напряжение 220 - 240/50 (В/Гц)

Температура эксплуатации +5 - +45 С

Степень защиты IPX4

Батарея сухая аккумуляторная

батарея с подзарядкой

Колеса на подшипниках (задние с тормозами)

Размер упаковки 59 x 50 x 59 см

Вес в упаковке 44 кг



24 Приспособление для захвата предметов

Захват для предметов – это практичное устройство, обеспечивающее удобный захват предметов различного типа на расстоянии. Рукоятка и щуп захвата изготовлены из прочного пластика, а опорная алюминиевая стойка дополнительно покрывается полимерным составом. Захват для предметов - важное и необходимое устройство для лежачих больных.

Характеристики:

вес брутто 0,33 кг;

грузоподъемность 3 кг;

длина 80 см;

ширина 11,5 см.





25 Противопротезная система для локтя, пятки, подушка для коляски

Подушка противопротезная Армед CQD-P

выполнена из мягкой непромокаемой ткани. Для придания формы подушку необходимо наполнить воздухом. Изделие предназначено для использования в инвалидной коляске, а также на рабочем кресле при сидячей работе, когда необходимо снимать нагрузку с позвоночника. Подушка CQD-P выдерживает до 120 кг.

Длина 400 мм

Высота 70 мм Ширина 400 мм.

Глубина: 8 см;

Высота общая: 13 см



Противопролежневые подушечки для ног

Цвет и размер 20*10*10см – синий, 2 шт.

Подушка для подъема рук и ног, легкая губка для ухода за больными.

Состав

Верхний и нижний слои: трикотаж 100% ПЭ.

Внутренний слой: поролон.


Габариты

Размеры: 9*9*10 см.

Толщина материала в нижней части — 3 см.

Рекомендации по уходу

- Ручная стирка при температуре не выше 40 С.
- Не отжимать.
- Не сушить в машине.
- Химическая чистка запрещена.
- Не гладить.
- Не отбеливать.



Противопролежневые накладки для пяток и локтей

Накладки предназначены для профилактики образования пролежней на локтях и пятках у лежачих больных. Они принимают анатомическую форму локтевых и пяточных суставов, уменьшают давление, оказываемое массой больного на опорные точки тела, способствуют более равномерному распределению веса. Изготавливаются из мягкого воздухопроницаемого многослойного материала. Легко регулируются, надёжно закрепляются на пятке или локте с помощью застёжки-липучки и не соскальзывают.

Накладки выполнены в одном универсальном размере. Поставляются в паре.

Изготавливаются из многослойного материала. В области пятки — тройной слой материала. Крепление на локтях и пятках при помощи застёжки-липучки. Все швы обметаны. По верхнему срезу для придания формы проложена отделочная строчка.



АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ ЗАСТЁЖКА-ЛИПУЧКА



ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ НАКЛАДКИ

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЛОКТЕЙ
И ПЯТОК



26 Сиденье для ванн стационарное

Общие характеристики:

Тип — сиденье;

Назначение – для ванны;

Особенности - противоскользящие насадки;

Максимальная нагрузка 110 кг;

Длина 40 см;

Высота 19 см;

Вес 1.1 кг



27 Стойка для подтягивания

Стойка используется для самостоятельного подтягивания пациента на кровати, с ограниченной двигательной активностью. Каркас представлен металлической конструкцией с полимерным защитным покрытием. Опорные ножки снабжены двумя колесами и двумя стационарными упорами.

Материал — сталь;

труба с полимерно-порошковым покрытием.

Габариты 80х50х193 см

Вес брутто 11 кг.

Максимальная нагрузка 100 кг.

Вес нетто кг 10.



28 Стол прикроватный на колесиках с выкатной или подъемной столешницей

Предназначен для ухода за инвалидами и лежачими больными. Функциональной особенностью прикроватного столика является двухуровневая столешница. Угол наклона столешницы можно регулировать в зависимости от потребностей пользователя.

Технические характеристики:

регулировка высоты стола;
количество колес - 4;
размер изделия - 40,5х80,5х71 см.;
высота стола - 71 см.;
диапазон регулировки высоты стола - 71-112 см.;
угол наклона столешницы - 45°.;
грузоподъемность - 20 кг.;
вес нетто (без упаковки) - 8.2 кг.;
кол-во секций столешницы - 2;
столешница - поворотная;
материал - сталь.





29 Столик надкроватный

Конструкция столика рассчитана на его применение над кроватью. Столик регулируется по высоте, столешница допускает влажную дезинфекцию и не деформируется при размещении на ней горячей посуды. Стол изготовлен из композитного материала.

- длина ($\pm 5\%$) 765 мм;
- ширина ($\pm 5\%$) 385 мм;
- высота ($\pm 5\%$) 730-1140 мм;
- допустимая нагрузка ($\pm 5\%$) 13, 6 кг;
- материал столешницы - композитный материал;
- материал основания — Металл;
- столешница — Неповоротная, Вес 9, 4 кг.



30 Ступенька (лесенка) с поручнем для ванной

Ступенька (Лесенка) с поручнем для ванной комнаты предназначена для облегчения пользования ванной престарелыми людьми и ухода за больными в условиях стационара или в домашних условиях. Рама выполнена из хромированной стали и не подвергается коррозии. Резиновые наконечники на всех 6-ти ножках препятствуют скольжению, не оставляя следов на поверхности и обеспечивают безопасность пациента. Ступени выполнены из высокопрочного рифленого пластика, устойчивого к воздействию воды. Снабжены отверстиями для стока воды. Поручень устанавливается как под правую, так и под левую руку.

Характеристики:

высота поручня: 930 мм;

высота ступеней: 160 мм и 270 мм;

размер ступеней: 410 мм и 225 мм;

крепление поручня под правую, левую руку;

грузоподъемность: 125 кг;

вес: 4,5 кг



31 Табурет поворотный для душевой/ванной комнаты

Сиденье для инвалидов для ванны предназначено для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при мытье в учреждениях соц. обслуживания и в быту.

Сидение для ванны, регулируемое по высоте, состоит из алюминиевого каркаса и гигиенического съемного поворотного сиденья Ø 32,5 см. Ножки снабжены телескопическими втулками, позволяющими изменять высоту сидения от 48 до 66 см и резиновыми наконечниками против скольжения.



32 Тренажер ротационный

Тренажер предназначен для тренировки движений поворота кистей рук внутрь и наружу для детей старше 5 лет, подростков, взрослых людей. Тренажер состоит из подставки, выполненной из натурального бука, на которой расположены регулируемая по высоте подставка под предплечье и вращательная рукоятка с регулируемым сопротивлением и регулировкой высоты. Нижняя поверхность подставки оснащена противоскользящими накладками.

Размер тренажера: 400x200x200 мм.



33 Трость на 3 опорах

Трость отличается наличием необычной опоры пирамидальной формы на 3 ножки и возможностью регулировки по высоте. Такая конструкция отлично подходит для пациентов, страдающих нарушениями координации и равновесия.

Основные характеристики:

количество секций - 2;

материал трости - Алюминиевый сплав;

устойчивость к коррозии — Да;

регулировка длины — Телескопический механизм.

максимальная нагрузка 100 кг.





34 Трость опорная классическая с анатомической ручкой

Материал изделия: алюминиевый сплав; полипропилен

Нагрузка максимальная: 150 кг

Страна производства: Россия

Трость опорная предназначена для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей.

Трость изготовлена из алюминиевых труб и защищена полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления, чёрного цвета.

Оснащена анатомической ручкой, изготовленной из полипропилена. Для удобства ручка повторяет контур ладони.

Для регулирования высоты трости необходимо: вынуть специальный хомут, переставить ножку на требуемую высоту (так чтобы отверстия в трубах совпали), вставить хомут.

Выдерживает нагрузку до 150 кг.

Вес трости - 360 гр.

Диапазон регулировки высоты трости:

Высота: Мин-750 мм. Макс-975 мм



35 Ходунки на колесах (ролаторы)

Универсальная конструкция позволяет регулировать изделие по высоте без дополнительных инструментов. Облегчают передвижение благодаря цельнолитым передним колесам, а сохранить равновесие помогут крепкие ножки с резиновыми наконечниками против скольжения. При необходимости можно легко изменить режим ходунков на колесах на шагающие. Модель оптимальна для людей с ослабленными руками и спиной, пожилых родственников и людей, перенесших операции. Специальное сиденье предназначено для крепления к ходункам, чтобы пользователь во время длительных прогулок всегда мог присесть передохнуть или положить на поверхность сиденья сумку.

Технические характеристики:

максимальная нагрузка - 100 кг;

ширина между поручнями ($\pm 5\%$) - 440 мм;

диаметр колес ($\pm 5\%$) - 125/- мм;

размер ($\pm 5\%$) - 510*580*780-930 мм;

основные характеристики;

регулировка высоты - Телескопический механизм;

тип рамы - Складная;





36 Ходунки с сиденьем

Высоту ходунков можно настроить исходя из роста пользователя. Боковые поручни оборудованы приятными на ощупь удобными накладками. Это повышает комфорт и делает надежным захват пользователя. Ножки изделия оборудованы сменными резиновыми насадками, которые повышают устойчивость ходунков. Ходунки складываются одним движением без применения инструментов. Это делает изделие удобным для хранения и для транспортировки. Специальное сиденье предназначено для крепления к ходункам, чтобы пользователь во время длительных прогулок всегда мог присесть передохнуть или положить на поверхность сиденья сумку. Сиденье фиксируется между боковых ножек ходунков, не скользит благодаря специальным накладкам. Отверстия на поверхности сиденья обеспечивают правильный воздухообмен.

Характеристики:

- рама: Складная;
- положения высоты: 6 положений;
- регулировка высоты: Телескопический механизм;
- резиновые наконечники против скольжения: Да;
- грузоподъемность: 100 кг;
- максимальная нагрузка: 100 кг;
- размеры: 560*460*770-900 мм;
- ширина между поручнями: 500 мм;
- материал: Металл;
- тип: Шагающая.



www.ort72.ru

37 Кресло-коляска ступенькоход

Кресло-коляска с электроприводом ступенькоходная Caterwil

Это шагающая инвалидная коляска-ступенькоход с электроприводом, имеющее колесную и гусеничную платформы. Для передвижения по ровной поверхности используется колесная платформа, а для преодоления лестниц, бордюров и других препятствий – гусеничная платформа. За счет такого распределения достигается высокая проходимость, плавность хода и энергосбережение. При этом габариты не превышают параметров обычной электроколяски!

Технические характеристики

Ширина 65 см

Длина без подножек 92 см

Длина с подножками 105-130 см

зависит от вылета подножек

Высота от пола до сиденья 57 см

Общая высота в сложенном виде 68 см

Ширина сидения 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза)

Глубина сидения 38, 43, 52 см (регулируемая)

Высота спинки сидения 53-63 см (регулируемая)

Высота подлокотников 16-29 см (регулируемая)

Масса коляски (с аккумуляторами) 98 кг

Грузоподъемность 100 кг

Ведущие колеса 355 мм х 4 шт

Пневматические виброгасящие черные

Дополнительное колесо 150 мм

Пневматическое

Максимальная скорость на колесах 7 км/ч

Максимальная скорость на гусеницах 0,8 км/ч

Пробег на одном заряде 30 км (65км на Аккумуляторе повышенной ёмкости)

Максимальный угол наклона лестницы 35 град

Максимальная высота ступени 200 мм

Температура эксплуатации от -15 до +40 градусов Цельсия

Емкость аккумуляторной батареи 51 А*ч

Литиевый аккумулятор

Напряжение питания двигателей 24 В

Входное напряжение зарядного устройства 220 В

Ток заряда 5 А

Освещение Передние и задние фонари

Дополнительная надежность Защитные кожухи на гусеницах

Устройство против сползания гусениц

Усиленный цепной привод

Герметичный блок электроники

Шариковые подшипники в шкивах гусениц



Коляска вездеход ступенькоход Caterwil

Сочетание колесного и гусеничного привода. Колесный режим используется для движения по дорогам, а гусеничный ход - для преодоления лестниц и бордюров. Пневматические колеса позволяют использовать коляску на легком бездорожье и преодолевать порожки до 5 см.

Электроколяски Caterwil подходят для людей всех возрастов с шейными и спинными травмами, церебральным параличом, травмами нижних конечностей и других нарушениях опорно-двигательного аппарата. Также подходит для людей, находящихся в реабилитации после инсульта или химиотерапии; пациенты с диабетом, раком; люди со сложным протезом бедра; и пожилые люди.

Возможности:

Откинуть спинку кресла на 180 градусов

Изменять угол наклона подножек. При полностью откинутой спинке кресла и поднятых подножках коляска превращается в кровать.

Регулировать высоту подголовника, подлокотников и подножек

Настроить необходимую чувствительность джойстика

Регулировать угол наклона сиденья относительно горизонта

Безопасность

Встроенные гироскопы автоматически удерживают пользователя в горизонтальном положении, самостоятельно ориентируя кресло в зависимости от угла подъема лестницы. 4-гусеничная схема GTS5 гарантирует надежное сцепление даже на скругленных и сколотых ступенях и полностью исключает самопроизвольное скатывание коляски при движении по лестнице.

Тормозная система и обесточивание

GTS5 оснащена электро-магнитными тормозами, что блокирует движение в случае случайного или принудительного обесточивания. При обесточивании коляски, она может быть переведена в режим ручной транспортировки, конструкцией предусмотрены специальные транспортные рукоятки.

Ремни безопасности

В качестве дополнительной опции GTS5 может быть оснащена 2-х или 4-точечными ремнями безопасности.

Технические характеристики

Габариты (длина x ширина) (102-140) x 65 см

Длина зависит от вылета подножек

Общая высота в сложенном виде 70 см
Высота от пола до сиденья 56 см
Ширина сиденья 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза)
Глубина сиденья 38-52 см (регулируемая)
Высота спинки сиденья 53-63 см (регулируемая)
Высота подлокотников 16-29 см (регулируемая)
Масса коляски (с аккумуляторами) 98 кг
Грузоподъемность 125 кг
Передние колеса 200 мм
Задние колеса 325 мм
Максимальная скорость на колесах 8 км/ч
Максимальная скорость на гусеницах 0,8 км/ч
Пробег на одном заряде 30 км (65 км на Аккумуляторе повышенной ёмкости)
Максимальный угол наклона лестницы 35 град
Максимальная высота ступени 200 мм
Емкость аккумуляторной батареи 51 А*ч
Литиевый аккумулятор
Входное напряжение зарядного устройства 220 В
Освещение Передние и задние фонари
Дополнительная надежность Защитные кожухи на гусеницах
Устройство против сползания гусениц
Усиленный цепной привод
Герметичный блок электроники
Шариковые подшипники в шкивах гусениц







38 Гусеничный подъемник с универсальной платформой

Гусеничный подъемник самая лучшая альтернатива наклонным или вертикальным платформам для перемещения инвалидов по лестничным маршам и лестницам. С помощью гусениц, подъемник с легкостью преодолевает 23 этажа без дополнительной подзарядки.

Мотор и другие детали подъемника скрыты под пластмассовым кожухом для большей безопасности.

Данный подъемник может быть использован для механических инвалидных кресел-колясок и приводится в движение простым поворотом ключа при помощи ассистента.





39 Кресло-коляска (вездеход)

Электроколяски Caterwil подходят для людей всех возрастов с шейными и спинными травмами, ДЦП, травмами нижних конечностей и других нарушениях опорно-двигательного аппарата. Это также подходит для людей, находящихся в реабилитации после инсульта или химиотерапии; пациенты с диабетом, раком; люди со сложным протезом бедра; и пожилые люди.

Коляска отличается крайне высокой маневренностью, позволяет разворачиваться на одном месте в тесных коридорах, двигаться по квартире между мебелью, заезжать в дверные проемы и лифты.

К преимуществам данной модели можно также отнести ее компактные габариты. Ширина вездехода составляет 65 см, а длина всего 94 см без подножек и 105 см с подножками. Вес коляски вездехода всего 85 кг!

Технические характеристики

Ширина 63 см

Длина без подножек 79 см

Длина с подножками 105-130 см

зависит от вылета подножек

Высота от пола до сиденья 53 см

Общая высота в сложенном виде 75 см

Ширина сиденья 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза)

Глубина сиденья 38, 43, 52 см (регулируемая)

Высота спинки сиденья 53-63 см (регулируемая)

Высота подлокотников 16-29 см (регулируемая)

Масса коляски (с аккумуляторами) 65 кг

Грузоподъемность 125 кг

Ведущие колеса 355 мм х 2 шт

Пневматические виброгасящие черные

Передние колеса 260 мм х 2 шт

Пневматические виброгасящие черные

Максимальная скорость 10 км/ч

Мощность двигателей 450 Ватт х 2

Пробег на одном заряде 36 км (90 км на Аккумуляторе повышенной ёмкости)

Температура эксплуатации от -15 до +40 градусов Цельсия

Ёмкость аккумуляторной батареи 51 А*ч

Литиевый аккумулятор

Ток заряда 8 А

Освещение Передние и задние фонари

Регулировка наклона спинки Есть – механическая

Регулировка наклона подножек Есть – механическая

Амортизаторы сиденья Есть – 2 шт

Независимая подвеска Есть на ведущих колесах



40 Коляска механическая (взрослая) с антипрокидывающим устройством

Передние колёса - 175 мм.;
задние колёса - 610 мм (24");
подножки - раздельные, съёмные;
подушка - 50 мм.;
ролики-антипрокидыватели – 2 штуки;
регулировка подлокотников по высоте;
ремень безопасности;
регулировка центра тяжести и длины рамы;
облегченная алюминиевая рама;
множество настроек; колеса все литые;
регулировка спинки ремнями натяжения;
доступные варианты ширины сиденья: 480 мм.;
регулировка глубины сиденья: 400- 430 мм;
грузоподъемность - 120 кг.;
эксплуатация: складная;
привод ручной / при помощи сопровождающего;
подножки-съёмные, отворотные внутрь или наружу;
на задние колёса установлены ручные тормозы;
быстросъемные задние колеса;
дополнительное оснащение: держатель костыля;
катафоты;
антипрокидыватели;
ремень безопасности.



41 Опоры ходунки

Опоры-ходунки "шагающие" - складная «шагающая» конструкция из легкого прочного алюминиевого сплава
складываются с помощью одной кнопки
съемные резиновые нескользящие насадки
опоры-ходунки имеют фиксаторы для отключения «шагающего» режима
ручки покрыты мягким нескользящим неабсорбирующим полимерным материалом с низкой теплопроводностью
ширина — 52 см
глубина — 46 см
глубина в сложенном виде — 10 см
8 уровней изменения высоты
регулируемая высота от 76 до 93,5 см с шагом 2,5 см
размер наконечника (насадки) – 27 мм
максимальная нагрузка — 100 кг
вес — 2,4 кг

Функции:

предназначенные для облегчения ходьбы
улучшают координацию движений
позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности

Инструкция по применению:

при ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги
стараться поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку
пожилым людям нельзя отставлять от себя ходунки слишком далеко
нельзя подходить слишком близко или в упор к поперечной перекладине ходунков
«шагая» при помощи ходунков, сначала нужно их поднять, после чего перенести вперед на один шаг, затем вес тела переходит на рукоятки и уже потом совершается шаг к раме
при травме одной ноги, начинать ходьбу нужно именно с нее
ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати
не рекомендуется передвигаться при головокружении
не рекомендуется ходить по поверхности с незакрепленными ковриками, половиками, коврами с толстым ворсом, мокрому полу или любой скользкой поверхности
категорически недопустимо применение опор-ходунков при перемещении на эскалаторе



42 Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.)

Крюк на длинной ручке позволяет людям с ограниченной подвижностью с минимальными усилиями и за счет незначительных по объёму движений самостоятельно открывать и закрывать окна и форточки. Приспособление можно также использовать для выполнения прочих простых бытовых действий: открыть дверь или ящик стола, подцепить упавшую вещь и т. д. Изделие предназначено для людей с неврологическими заболеваниями и с проблемами опорно-двигательного аппарата, людей преклонного возраста.

Форма крюка позволяет как притягивать/отталкивать, так и манипулировать различными предметами для решения бытовых задач – открывать и закрывать большинство видов окон, форточек, передвигать предметы, находящиеся в некотором удалении. Усилия должны быть направлены вдоль оси изделия! (не нагружайте изделие на излом). Диаметр рукоятки является оптимальным для использования ослабленными людьми.

Особенности конструкции

Крюк для открывания форточек и окон имеет удобную рукоятку и прочный металлический крюк.

Указания по безопасности и предупреждения

Усилия необходимо прилагать вдоль оси изделия (тянуть или толкать). Соскакивание изделия с ручки окна или форточки может привести к повреждению хрупких (например, стекло) частей окна/форточки.

